

Mesure de selles Thorowgood

Thorowgood offre 4 type de selles conçues pour 4 types de chevaux différents.

Afin de trouver le type de selle et l'arcade qui conviendra, vous trouverez ci dessous la méthode pour mesurer le dos de votre cheval.

Il y a deux mesures importantes pour faire votre choix:

- **La largeur de garrot** : qui est l'angle que fait le garrot de votre cheval transversalement derrière ses épaules. Cette mesure déterminera l'arcade que votre cheval nécessite, celles ci étant disponibles en 7 tailles. Entre étroit et extra-extra large.
- **La ligne de dos** qui est la courbe que décrit le dos de votre cheval vu de profil au niveau et derrière son garrot. Cette ligne peut être tendue, normal ou haut garrot.

Il suffit de suivre les étapes suivantes pour faire les mesures

Vous avez besoin de:

- un aide qui tienne votre cheval au carré sur un sol régulier et horizontal
- un morceau de craie
- un flexicurve ou une tige de métal relativement souple pour pouvoir se modeler au dos du cheval, mais suffisamment rigide pour ne pas se déformer quand on reportera la forme du dos du cheval sur le papier.
- Une copie des graphiques des pages 2 et 3



Étape 1

Contrôlez que votre cheval est bien au carré et que son encolure est dans l'alignement du corps et que la tête est relevée naturellement. Vous allez rechercher l'omoplate (scapula) de votre cheval et principalement l'arrière de cet os, un peu en avant de là où l'avant de votre selle va reposer dans le futur.

Étape 2

Quand vous avez localisé la scapula, utilisez une craie pour dessiner un point à trois doigts derrière le point le plus reculé de la scapula en direction de la queue.

Étape 3

Poser le flexicurve le plus verticalement possible, qui passe par le point que vous avez repéré avant (3 doigts derrière le point le plus reculé de la scapula)



Étape 4

Appuyez délicatement tout au long du flexicurve et modélez-le ainsi à la forme du garrot de votre cheval



Étape 5

Soulevez délicatement le flexicurve et déposez-le sur le graphique ci-dessous afin de déterminer l'arcade nécessaire sur la page 2 : Largeur de garrot



Étape 6

Modélez maintenant la ligne de dos en faisant suivre le flexicurve sur le profil de votre cheval. Puis reportez cette ligne sur le graphique de la page 3 : Ligne de dos



LARGEUR DE GARROT

Pour déterminer la largeur de garrot de votre poney ou de votre cheval, posez le centre du flexicurve sur le point rouge représentant le haut du garrot.

Ensuite alignez de manière symétrique votre flexicurve dans la même couleur de chaque côté du point rouge.

Ainsi vous pourrez facilement déterminer quel arcade est nécessaire pour votre cheval.


En cas de doute n'hésitez pas à poser la question à votre revendeur Thorowgood.



	Etroit
	Moyen
	Moyen/Large
	Large
	Large/Extra Large
	Extra Large
	Extra Extra Large

Important

Ce graphique n'est utilisable que pour les selles Thorowgood, chaque sellier utilisant ses propres mesures!



Ce graphique ne doit être utilisé qu'avec les selles Thorowgood, car les elles peuvent varier selon les selliers

Cavalier
Nom
Age
Taille
Poids
Longueur du femur
Discipline

Cheval ou poney
Nom
Age
Sexe
Race
Taille
Poids
Date de la mesure

LIGNE DE DOS
Afin de déterminer la ligne du dos, posez le flexicurve de telle sorte que la main qui tient le flexicurve à l'arrière (du côté de la queue) vienne se mettre entre les croix rouges.

Déplacer ensuite le flexicurve de manière à être aligné entre ces croix et que l'avant du flexicurve soit lisible dans la partie haute du graphique.

